

Polymab® De Lapin Anti-Cd24 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P25063 / P24807

Numéro d'article: CM0008940

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-CD24 de haute qualité. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines CD24 humaines et murines. Utile pour les études sur l'activation des lymphocytes B, l'auto-immunité et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD24 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	CD24A
Espèce	Humaine/Souris
ID du gène (humain)	100133941
ID du gène (souris)	12484
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de la protéine CD24 humaine/murine (NP_037362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	P25063 / P24807
Poids moléculaire de la protéine	8 kDa / 13 kDa
Expédition	Sac de glace