

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd244 Pour Wb, Fc, Elisa - Q9Bzw8

Numéro d'article: CM0007598

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD244 de haute qualité validé pour WB, FC et ELISA. Détecte le récepteur 2B4 des cellules NK humaines (SLAMF4), un modulateur immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m lapin CD244
Remarques/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécule CD244
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51744
ID de gène	51744
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 22-221 du CD244 humain (NP_001160135.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZW8
Poids moléculaire	30kDa/36kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace