

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd244 Pour Wb, Elisa - Q9Bzw8

Numéro d'article: CM0022245

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD244 validé pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Cible le récepteur 2B4 des cellules tueuses naturelles (SLAMF4) ; l'immunogène couvre les acides aminés 22-224. Pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD244 pAb de lapin
Remarques/Alias	2B4 ; NAIL ; Nmrk ; NKR2B4 ; SLAMF4 ; CD244
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	51744
ID du gène	51744
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-224 du CD244 humain (NP_057466.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9BZW8
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac réfrigérant