

Anticorps Polyclonal Anti-Cd248 Pour Wb Et Elisa - Q9Hcu0

Numéro d'article: CM0017853

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre le CD248 humain (endosialine, TEM1) pour le Western blot et l'ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Usage de recherche pour les études sur l'angiogenèse, la réponse immunitaire et la biologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD248 Lapin pAb
Remarques/Alias	TEM1; CD164L1; CD248
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57124
GeneID	57124
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-150 du CD248 humain (NP_065137.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCU0
Poids Protéique	81kDa
Expédition	Sac de glace