

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd248/Tem1 Pour Wb, Elisa - Q9Hcu0

Numéro d'article: CM0015372

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD248/TEM1 humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît le marqueur endothélial tumoral endosialine, impliqué dans l'angiogenèse et la modulation immunitaire. Convient à la recherche et au développement diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD248 Rabbit pAb
Remarques/alias	TEM1 ; CD164L1 ; CD248
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57124
GeneID	57124
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-150 du CD248 humain (NP_065137.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HCU0
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac réfrigérant