

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd25 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01589

Numéro d'article: CM0005066



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le CD25 humain (IL2RA), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la tolérance immunitaire, la biologie des cellules T régulatrices et la signalisation de l'interleukine-2. Immunogène recombinant, PM 31 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD25 Lapin mAb
Remarques/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espèce	Humain
GeneID	3559
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-213 du CD25 humain (NP_000408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01589
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace