

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd25 - P01589

Numéro d'article: CM0028399



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD25 humain (récepteur alpha de l'IL-2). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la tolérance immunitaire et les Treg.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD25
Remarques/Alias	p55 ; CD25 ; IL2R ; IMD41 ; TCGFR ; IDDM10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3559
GeneID	3559
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 101-200 du CD25 humain (NP_000408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01589
Poids moléculaire protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace