


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd252 (Ligand Ox40) Pour If/Icc, Fc, Elisa - P43488

Numéro d'article: CM0012493



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CD252 de souris (ligand OX40) ciblant les acides aminés 51-198. Validé pour IF/ICC, FC et ELISA. Convient aux études de co-stimulation des lymphocytes T. Réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-CD252 (ligand OX40)
Remarques/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7292
GeneID	22164
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P43488
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace