


Anticorps Monoclonal Anti-Cd262/Dr5/Trailr2 Pour Fc, Elisa - O14763

Numéro d'article: CM0004962



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute performance spécifique du récepteur de la mort 5 humain (DR5, TRAILR2, CD262). Optimisé pour la cytométrie en flux et l'ELISA, soutenant la recherche sur l'apoptose et l'oncologie. O14763.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD262/DR5/TRAILR2 Lapin mAb
Remarques/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; membre 10b de la superfamille des récepteurs du TNF; CD262/DR5/TRAILR2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8795
GeneID	8795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-182 du CD262/DR5/TRAILR2 humain (NP_003833.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14763
Poids Protéique	12kDa/45kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace