

Anticorps Monoclonal Anti-Cd26/Dpp4 (Dppiv) Pour Cytométrie En Flux - P27487

Numéro d'article: CM0007734



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin contre le CD26/DPP4 (DPPIV, ADCP2) humain. Validé pour la cytométrie en flux. Adapté aux études sur l'activation des lymphocytes T et à la recherche sur le récepteur du MERS-CoV. UniProt P27487.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD26/DPP4 mAb
Remarques/Alias	CD26 ; ADABP ; ADCP2 ; DPPIV ; TP103
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1803
GeneID	1803
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-766 de CD26/DPP4 humain (NP_001926.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27487
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace