


Anticorps Polyclonal Anti-Cd26/Dpp4 Pour Wb, Elisa - P27487

Numéro d'article: CM0020984



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CD26/DPP4 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T et la dipeptidyl peptidase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD26/DPP4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD26 ; ADABP ; ADCP2 ; DPPIV ; TP103 ; CD26/DPP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1803
GeneID	1803
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 29 et 766 du CD26/DPP4 humain (NP_001926.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P27487
Poids moléculaire protéique	88 kDa
Expédition	Sac de glace