

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd26/Dpp4 Pour Wb, Ip, Fc, Elisa - P27487

Numéro d'article: CM0006933



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le CD26/DPP4 humain (DPP4), validé en WB, IP, FC, ELISA. Reconnaît la protéine de 88 kDa et convient aux études sur l'activation des cellules T, les protéases et les récepteurs viraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	CD26/DPP4 Lapin mAb
Remarques/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Espèce	Humain
ID de Gène	1803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-766 du CD26/DPP4 humain (NP_001926.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P27487
Poids de la Protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace