

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd26/Dpp4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27487

Numéro d'article: CM0013006



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD26/DPP4 humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'activation des cellules T et la dipeptidyl peptidase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin CD26/DPP4
Remarques/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1803
GeneID	1803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-766 du CD26/DPP4 humain (NP_001926.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27487
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace