

Anticorps Monoclonal Anti-Cd27 Pour Wb, If-P, Elisa - P26842

Numéro d'article: CM0003832



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD27 validé pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence (IF-P) et l'ELISA. Reconnaît le CD27 humain et de rat, un récepteur du TNF de 29 kDa impliqué dans la costimulation des lymphocytes T. Convient à la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD27
Remarques/Alias	T14 ; S152 ; Tp55 ; TNFRSF7 ; S152. LPFS2 ; CD27
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	939
Identifiant du gène	939
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du CD27 humain (P26842).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P26842
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace