

Anticorps Polyclonal Anti-Cd27 Pour Wb, Elisa - P26842

Numéro d'article: CM0018396



Introduction

Anticorps polyclonal lapin anti-CD27 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA, détectant le CD27 humain (~29 kDa) avec réactivité croisée souris. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaire et les lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD27 Lapin pAb
Remarques/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	939
GeneID	939
Immunogène	Protéine Recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P26842
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace