

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd27 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26842

Numéro d'article: CM0022505



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD27 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible l'antigène CD27 (TNFRSF7), un récepteur de point de contrôle immunitaire costimulateur impliqué dans l'activation des lymphocytes T et la mémoire. Immunogène : protéine recombinante.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD27 Lapin pAb
Remarques/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	939
ID de gène	939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-191 du CD27 humain (NP_001233.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26842
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace