

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd271 (P75Ntr) Pour Ihc-P Et Elisa - Q9Z0W1

Numéro d'article: CM0021374

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD271 de souris (p75NTR, TNFRSF16), validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain. Convient à la recherche en neurobiologie, sur l'apoptose et sur l'entrée du virus de la rage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD271
Remarques/Alias	p75 ; LNGFR ; p75NTR ; p75NGFR ; Tnfrsf16
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4804
GeneID	18053
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-254 de la CD271 de souris (NP_150086.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Z0W1
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace