

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd271 Pour Ihc-P Et Elisa - P08138

Numéro d'article: CM0020503



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant CD271/p75NTR humain pour applications IHC-P et ELISA. Cet anticorps détecte le récepteur de neurotrophine à faible affinité p75NTR, un régulateur clé du développement neuronal, de l'apoptose et du rythme circadien. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD271 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4804
GeneID	4804
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 330-427 de CD271 humain (NP_002498.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08138
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace