

Anticorps Monoclonal Anti-Cd272/Btla Pour Fc - Q7Tsa3

Numéro d'article: CM0008732



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD272/BTLA de souris, conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux (FC) pour analyser l'expression du CD272/BTLA dans les lymphocytes de souris. Usage pour la recherche sur les études de signalisation des récepteurs inhibiteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris CD272/BTLA mAb
Remarques/Alias	A630002H24
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	151888
GeneID	208154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-176 du CD272/BTLA de souris (NP_001032808.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7TSA3
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace