

Anticorps Monoclonal Anti-Cd272/Btla Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q7Tsa3

Numéro d'article: CM0006782



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD272/BTLA murin, un récepteur inhibiteur des lymphocytes. Validé pour WB, IF/ICC, FC et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD272/BTLA mAb de lapin
Remarques / Alias	A630002H24; CD272/BTLA
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	151888
GeneID	208154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-176 de la protéine CD272/BTLA murine (NP_001032808.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7TSA3
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace