


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd274 Pour Wb Et Elisa - Q9Ep73

Numéro d'article: CM0020182



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD274/PD-L1 de souris de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaire et l'immunologie des tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] CD274 Rabbit pAb
Remarques/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik; 74
Espèce	Souris
GeneID (humain)	29126
GeneID	60533
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9EP73
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace