

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd275 Pour Wb Et Elisa - Q9Jhj8

Numéro d'article: CM0019528

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD275 humain (ligand ICOS), réactivité croisée avec la souris. Validé pour WB et ELISA. Soutient la recherche en régulation immunitaire, biologie des cellules T et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc lapin CD275
Remarques/Alias	B7h; GI50; GL50; B7-H2; LICOS; B7RP-1; GL50-B; ICOS-L; Icoslg; Ly115I; mKIAA0653; CD275
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50723
GeneID	50723
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-270 du CD275 humain. (NP_056605.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9JHJ8
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace