

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd275 Pour Wb - 075144

Numéro d'article: CM0020879



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-CD275 (ICOSL, B7-H2) validé pour le Western blot. Détecte le ligand ICOS humain et souris, avec un poids moléculaire prédit d'environ 33 kDa. Idéal pour les études sur la costimulation des lymphocytes T et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD275 Lapin pAb
Remarques/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23308
GeneID	23308
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-256 de l'ICOSL humaine (NP_056074.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	075144
Poids de la Protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace