

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd276 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3-2

Numéro d'article: CM0023196

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CD276 humain (B7-H3), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Idéal pour les études sur les points de contrôle immunitaires et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD276 pAb de lapin
Remarques/Alias	B7H3 ; B7-H3 ; B7RP-2 ; 4Ig-B7-H3 ; CD276
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	80381
GenelD	80381
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 29-245 du CD276 humain (NP_079516.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5ZPR3-2
Poids protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace