

Anticorps Monoclonal Anti-Cd276/B7-H3 Pour La Cytométrie En Flux - Q5Zpr3-2

Numéro d'article: CM0010374

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain/souris CD276/B7-H3 conjugué à pour la cytométrie en flux (FC). Immunogène recombinant (aa 29-245). Réagit avec la molécule de costimulation B7-H3. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain/Souris CD276/B7-H3
Remarques/Alias	CD276 ; 4Ig-B7-H3 ; B7-H3 ; B7H3 ; B7RP-2 ; Antigène CD276
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	80381
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-245 du CD276/B7-H3 humain (NP_079516.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5ZPR3-2
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa / 52 kDa / 57 kDa
Expédition	Sac de glace