

Anticorps Polyclonal Anti-Cd276/B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Zpr3

Numéro d'article: CM0021141

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD276/B humain (B7-H3, B7RP-2, 4lg-B7-H3) pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte une protéine membranaire de 57 kDa impliquée dans la régulation immunitaire des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin CD276/B7-H3
Remarques/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4lg-B7-H3; CD276/B7-H3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	80381
GenelD	80381
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 29-245 du CD276/B7-H3 humain (NP_079516.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5ZPR3
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace