


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd28 Pour Wb, Fc, Elisa - P10747

Numéro d'article: CM0002743



Introduction

CD28 Rabbit mAb validé pour Western blot, cytométrie en flux et ELISA. Reconnaît le CD28 humain, de souris et de rat ; ~25 kDa. Outil essentiel pour la recherche sur la costimulation des lymphocytes T et les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD28 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Tp44 ; CD28
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	940
GeneID	940
Immunogène	Protéine recombinante de CD28 humain pleine longueur (P10747).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10747
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sachet de glace