

Polymab® De Lapin Anti-Cd298/Atp1B3 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P54709

Numéro d'article: CM0002410

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD298/ATP1B3, une sous-unité bêta-3 de l'ATPase transportant le sodium/potassium. Validé pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le transport membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® de lapin CD298/ATP1B3
Remarques/Alias	CD298 ; ATPB-3 ; ATP1B3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	483
GeneID	483
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 180 et 279 de l'ATP1B3 humain (P54709)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54709
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa / 32 kDa
Expédition	Sac de glace