


Anticorps Polyclonal Anti-Cd2Bp2 Pour Wb Et Elisa - O95400

Numéro d'article: CM0017508



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine CD2BP2 humaine (U5-52K), validé pour le Western blot et l'ELISA. Impliqué dans l'épissage des pré-ARNm, il convient aux études de l'assemblage du spliceosome et de la fonction du snRNP U5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD2BP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LIN1; Snu40; FWP010; U5-52K; PPP1R59; CD2BP2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10421
GeneID	10421
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 341 de la protéine CD2BP2 humaine (NP_006101.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O95400
Poids moléculaire	38 kDa
Expédition	Sac de glace