

Anticorps Monoclonal Anti-Cd3 Epsilon Pour Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Numéro d'article: CM0006537



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain (T3E/TCRE), validé pour WB, IF-P, IHC-P, FC et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	916
Identifiant du gène	916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 126 du CD3 humain (NP_000724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07766
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace