

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd3 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0009746



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la chaîne epsilon du CD3 (23 kDa) des lymphocytes T humains, de cynomolgus et de rhesus. Conçu pour la cytométrie en flux, il permet l'immunophénotypage et les études d'activation des lymphocytes T dans la recherche fondamentale et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD3 Humain/Singe conjugué
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	916
Identifiant du gène	916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 du CD3 humain (NP_000724.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus, Rhesus
SWISS	P07766
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace