


Anticorps Monoclonal Anti-Cd30 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P28908

Numéro d'article: CM0002424



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le CD30 humain (TNFRSF8). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, FC et ELISA. Idéal pour la recherche sur les lymphomes et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD30 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CD30 ; Ki-1 ; D1S166E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	943
GeneID	943
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-379 du CD30 humain (NP_001234.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28908
Poids protéique	14 kDa / 50 kDa / 63 kDa
Expédition	Sac de glace