


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd30 Pour Wb, Elisa - P28908

Numéro d'article: CM0026903



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD30 (P28908) validé pour WB et ELISA chez l'homme. Immunogène peptide synthétique entre les acides aminés 500-595. Idéal pour les études sur l'activation des lymphoblastes et la régulation de la croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD30 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	943
GeneID	943
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 500-595 du CD30 humain (NP_001234.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28908
Poids protéique	64 kDa
Expédition	Sachet de glace