

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd300A Pour Wb, Fc, Elisa - Q9Ugn4

Numéro d'article: CM0008587



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD300A humain (IRp60). Adapté pour Western blot, cytométrie en flux et ELISA. Reconnaît un récepteur inhibiteur sur les cellules NK, les mastocytes et autres cellules immunitaires, avec détection de multiples isoformes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD300a Rabbit mAb
Remarques / Alias	IRC1, IRC2, CLM-8, IRp60, IGSF12, CMRF35H, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H9, CMRF35-H9, IRC1/IRC2, CMRF-35-H9
Espèce	Humain
GeneID	11314
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 18-178 du CD300A humain (NP_009192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q9UGN4
Poids de la protéine	33kDa/20kDa/12kDa/16,5kDa
Expédition	Sac de glace