

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd300A Pour Wb, Elisa - Q9Ugn4

Numéro d'article: CM0017941



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD300A humain, validé pour WB et ELISA. Cible un récepteur inhibiteur de 33 kDa sur les cellules NK, les cellules T et les mastocytes. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD300A Lapin pAb
Remarques/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9; CD300A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11314
ID de gène	11314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-180 du CD300A humain (NP_009192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UGN4
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace