


Anticorps Monoclonal Anti-Cd300A/C () Pour Cytométrie En Flux - Q9Ugn4/Q08708

Numéro d'article: CM0008811



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD300a/c humain pour la cytométrie en flux. Adapté au profilage des cellules immunitaires et aux études fonctionnelles de cette famille de récepteurs inhibiteurs. Validé pour l'application en cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD300 a/c Acm
Remarques / Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	11314/10871
Identifiant du gène	11314/10871
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-178 de la CD300a humaine (NP_009192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac isotherme