


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd300C Pour If/Icc, Fc, Elisa - Q08708

Numéro d'article: CM0004126



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD300C humain validé pour l'IF/ICC, la cytométrie en flux et l'ELISA. Immunogène recombinant couvrant le domaine extracellulaire (aa 21-183). Détecte le CD300C, un récepteur immunitaire des leucocytes exprimé sur les monocytes, neutrophiles, cellules T et B. Idéal pour la recherche en immunologie et les applications diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD300C
Remarques/Alias	LIR ; CLM-6 ; CMRF35 ; IGSF16 ; CMRF-35 ; CMRF35A ; CMRF-35A ; CMRF35A1 ; CMRF35-A1 ; CD300C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10871
GeneID	10871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-183 du CD300C humain (NP_006669.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08708
Poids moléculaire protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace