

Anticorps Polyclonal Anti-Cd301/Clec10A Pour Wb, Elisa - Q8Iun9

Numéro d'article: CM0016849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CD301/CLEC10A, un récepteur de type lectine C qui reconnaît les glycanes terminés par GalNAc. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'Humain et la Souris, soutenant la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD301/CLEC10A Lapin pAb
Remarques/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10462
GeneID	10462
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-180 du CD301/CLEC10A humain (NP_878910.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IUN9
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace