


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd304 Pour Wb, Elisa - P97333

Numéro d'article: CM0025310



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD304 de souris (Neuropilin-1), adapté pour WB et ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'angiogenèse et le développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD304 Lapin pAb
Remarques/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	8829
GenelD	18186
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P97333
Poids de la protéine	103kDa
Expédition	Sac de glace