


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd304/Neuropiline-1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P97333

Numéro d'article: CM0004214



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD304/Neuropiline-1 de souris, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement cardiovasculaire, l'angiogenèse et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD304/Neuropiline-1
Remarques/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	8829
Identifiant du gène	18186
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-856 du CD304/Neuropiline-1 de souris (NP_032763.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P97333
Poids de la protéine	103kDa
Expédition	Sac de glace