

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd305/Lair1 Pour Wb, Fc, Elisa - Q6Gtx8

Numéro d'article: CM0004765



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le récepteur 1 de type immunoglobuline associé aux leucocytes (LAIR1/CD305) humain. Validé pour WB, FC, ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des récepteurs immunitaires et de la fonction des cellules NK/T/B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin CD305/LAIR1
Remarques/Alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; récepteur 1 de type immunoglobuline associé aux leucocytes; CD305/LAIR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3903
GeneID	3903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-163 du CD305/LAIR1 humain (NP_002278.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q6GTX8
Poids Protéique	23kDa/29kDa/31kDa
Expédition	Sac de glace