

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd307B Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q96La5

Numéro d'article: CM0011662

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le CD307b humain (FCRL2), idéal pour les applications WB, IF/ICC, FC et ELISA dans la recherche sur le développement des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD307b Lapin mAb
Remarques/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	79368
GenelD	79368
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-395 du CD307b humain (NP_110391.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96LA5
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace