

Anticorps Monoclonal Anti-Cd31 () Pour Cytométrie En Flux - Q3Swt0

Numéro d'article: CM0004212

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD31 de rat, conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux. Détecte la molécule d'adhésion des cellules endothéliales plaquettaires (PECAM1) pour la recherche sur la migration des leucocytes et l'adhésion endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD31 de rat
Remarques / Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Espèce	Rat
ID du gène (Humain)	5175
ID du gène	29583
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-585 de CD31 de rat (NP_113779.1))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q3SWT0
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace