

Anticorps Monoclonal Anti-Cd31 (Pecam1) Pour Cytométrie En Flux - Q3Swt0

Numéro d'article: CM0006035

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD31/PECAM1 de rat, marqué à l'ABflo 594 pour la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité croisée chez le rat. Idéal pour l'étude de la migration transendothéliale des leucocytes et de l'adhésion des cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD31 de rat (lapin)
Remarques / Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Espèce cible	Rat
GeneID (Humain)	5175
GeneID	29583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-585 de la CD31 de rat (NP_113779.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q3SWT0
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace