


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd317 Pour Wb, Elisa - Q8R2Q8

Numéro d'article: CM0021904



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CD317/Bst2 de souris (antigène stromal de la moelle osseuse 2) pour applications WB et ELISA. Adapté à l'étude de l'immunité antivirale innée et des mécanismes de restriction virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD317 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Espèce	Souris
GeneID	69550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-152 de CD317 de souris (NP_932763.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8R2Q8
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace