

## Anticorps Monoclonal Anti-Cd317/Bst2 Pour Cytométrie En Flux - Q10589

Numéro d'article: CM0006039



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' spécifique du CD317/BST2 (tetherin/HM1.24) humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur les facteurs de restriction antiviraux et le myélome multiple.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Rabbit anti-Human CD317/BST2 mAb                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | CD317; HM1.24; TETHERIN                                                                                                          |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 684                                                                                                                              |
| GeneID               | 684                                                                                                                              |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-160 du CD317/BST2 humain (NP_004326.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application          | FC                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                           |
| SWISS                | Q10589                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 18kDa/19kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |