

Anticorps Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 (Apc/Cyanine7) Pour Cytométrie En Flux - Q08481

Numéro d'article: CM0006103

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant le CD31/PECAM1 de souris/rat. Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'adhésion des cellules endothéliales, de la transmigration des leucocytes et de l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD31/PECAM1 de lapin (APC/Cyanine7) pour souris/rat
Remarques/Alias	Cd31 ; Pecam ; PECAM-1
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	5175
ID de gène	18613
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-220 du CD31 de souris (NP_001292086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08481
Poids de la protéine	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace