

Anticorps Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 (Biotine) Pour Fc - Q08481

Numéro d'article: CM0008253

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la biotine dirigé contre la CD31/PECAM1 de souris/rat pour la cytométrie en flux. Validé sur souris et rat. Utile pour l'étude de l'adhésion des cellules endothéliales, de la transmigration des leucocytes et de la biologie des plaquettes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Biotine Lapin anti-Souris/Rat CD31/PECAM1 mAb
Remarques/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5175
GeneID	18613
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-220 de la CD31 de souris (NP_001292086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08481
Poids Protéique	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace