

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd31/Pecam1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16284

Numéro d'article: CM0004743



Introduction

Anticorps monoclonal ciblant le CD31/PECAM1 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris. Convient pour les études d'adhésion cellulaire endothéliale, de transmigration des leucocytes et de biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de souris CD31/PECAM1
Remarques/Alias	CD31 ; PECA1 ; GPIIA' ; PECAM-1 ; endoCAM ; CD31/EndoCAM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5175
Identifiant du gène	5175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 630-738 du CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16284
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace