

Anticorps Polyclonal Anti-Cd31/Pecam1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08481

Numéro d'article: CM0026968

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CD31/PECAM1, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte le PECAM1 de souris, humain et de rat, une molécule d'adhésion endothéliale critique pour la migration des leucocytes et l'angiogenèse. Idéal pour les études sur l'inflammation vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD31/PECAM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1; CD31/PECAM1
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	5175
ID de Gène (Souris)	18613
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08481
Poids Protéique	81kDa
Expédition	Sac de glace